

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Februar 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/09370 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C12Q 1/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE00/02495**

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. Juli 2000 (28.07.2000)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:
199 36 047.2 30. Juli 1999 (30.07.1999) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **PROFOS GMBH [DE/DE]; Josef-Engert-Strasse 9,
D-93053 Regensburg (DE).**

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: **MILLER, Stefan [DE/DE]; Holzgartenstr. 51,
D-93059 Regensburg (DE).**

(74) Anwälte: **BETTENHAUSEN, Berthold usw.; Dehmel &
Bettenhausen, Müllerstr. 1, D-80469 München (DE).**

(81) Bestimmungsstaaten (national): **AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,
CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,
TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.**

(84) Bestimmungsstaaten (regional): **ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).**

Veröffentlicht:

— *Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.*

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.*

(54) Title: **DETECTION AND IDENTIFICATION OF BACTERIAL STRAINS**

(54) Bezeichnung: **NACHWEIS UND IDENTIFIKATION VON BAKTERIENSTÄMMEN**

(57) Abstract: The invention relates to a method for detecting bacteria strains comprising the following steps: bacteriophage and/or bacteriophage proteins is/are coupled to a carrier which is thereafter incubated with a sample. Optionally, the sample is isolated from the non-coupled sample. Optionally, substances which permeate or destroy bacterial membrane can be added along with the bacteria of the sample which are not coupled to the bacteriophages and/or bacteriophage proteins.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis von Bakterien, umfassend die folgenden Schritte: Kopplung von Bakteriophagen und/oder Bakteriophagenproteinen an einen Träger, Inkubieren des mit den Bakteriophagen und/oder Bakteriophagenproteinen gekoppelten Trägers mit einer Probe, gegebenenfalls Entfernen der Probe und der nicht an die Bakteriophagen und/oder Bakteriophagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, gegebenenfalls Zugabe von die Bakterienmembran permeabilisierenden oder zerstörenden Substanzen, und Nachweisen der an die Bakteriophagen und/oder Bakteriophagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, wobei die gebundenen Bakterien keinem Kultivierungsschritt unterzogen werden.

WO 01/09370 A2

5

Nachweis und Identifikation von Bakterienstämmen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis von Bakterien, umfassend die folgenden Schritte: Kopplung von Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteinen an einen
10 Träger, Inkubieren des mit den Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteinen gekoppelten Trägers mit einer Probe, gegebenenfalls Entfernen der Probe und der nicht an die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, gegebenenfalls Zugabe von die Bakterienmembran permeabilisierenden oder zerstörenden Substanzen, und Nachweisen der an die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine gebundenen Bakterien der Probe,
15 wobei die gebundenen Bakterien keinem Kultivierungsschritt unterzogen werden.

Der schnelle und exakte Nachweis von Bakterien ist der erste, notwendige Schritt zur Diagnose und Behandlung einer bakteriellen Infektion bei Mensch und Tier sowie zur Ergreifung von Präventionsmaßnahmen. Ferner dient der Nachweis zur Kontrolle der Hygiene und Qualität von
20 Rohprodukten und verarbeiteten Nahrungsmitteln sowie zur Kontrolle der Hygiene und Qualität von Trink- und Brauchwasser und der Wasserqualität von öffentlichen Bädern. Darüber hinaus dient der Nachweis dem Prozeßmonitoring und -Optimierung, sowie der Qualitätskontrolle in der Umweltanalytik. Im Gegensatz zu den meisten bisher verwendeten Verfahren, ermöglicht die hier beschriebene Methode auch einen einfachen Nachweis vor Ort.

25

Der Nachweis von Bakterien erfolgt aus biologischen Proben zumeist mit Hilfe einer Kombination von Kulturmethode unter Verfolgung von Stoffwechselaktivitäten. Bei der Phagen-Typisierung (engl.: „phage-typing“) von Bakterienstämmen einer Bakterienart werden Kulturmethode mit der Empfindlichkeit von Bakterien gegen Typisierungs-Bakteriophagen
30 gekoppelt. Dabei wird ein dichter Bakterienrasen auf einer Agarplatte der zu untersuchenden Probe, der durch Isolierung einer Einzelkolonie und anschliessender Vermehrung derselben gewonnen wurde, mit Suspension aus Bakteriophagen in Softagar überschichtet. Das Ergebnis wird nach Übernachtinkubation bei der optimalen Wachstumstemperatur der Bakterien, die üblicherweise zumeist 37°C beträgt, durch Auszählen der Plaques und der Kontrolle der

Plaquemorphologie erhalten. Eine Variante der Typisierung sieht die Messung von Adenylatkinase nach Phagen-vermittelter Zelllyse vor. Dabei wird eine Übernachtskultur der zu untersuchenden Bakterien in Puffer verdünnt, mit Phagen versetzt und die Lyse durch spezifische Phagen per Adenylatkinaseaktivität gemessen.

5

In allen bisher beschriebenen Verfahren wird die Lyse abgewartet, bevor der Nachweis erfolgt, bzw. der Nachweis wird per Lyse geführt. Dadurch können Infektquellen verfolgt und Infektionsquellen aufgefunden werden. Diese Typisierung ist bei einer Reihe von Bakterien wie *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi B*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*,
10 sowie einer Vielzahl weiterer Bakterien seit Jahren etabliert. Diese etablierten Nachweisverfahren liefern Ergebnisse jedoch meist erst nach mehreren Tagen. Allerdings ist gerade die schnelle und genaue Bestimmung der Bakterienart (Typisierung) für eine rasche Reaktion sehr oft von großer Bedeutung.

15 Neuerdings werden auch schnellere molekularbiologische Nachweisverfahren z.B. die Polymerasekettenreaktion angewendet, die jedoch den Nachteil haben, kontaminationsanfällig zu sein. Auch bei diesen Verfahren steht das Ergebnis üblicherweise erst nach einem Tag zur Verfügung.

20 Weiterhin ist für eine Identifizierung der Bakteriengattung in manchen Fällen die Einsendung von Proben an hoch spezialisierte Referenzlabors notwendig, was ebenfalls einen zeitaufwendigen und kostenintensiven Faktor darstellt.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ein schnelles und kostengünstiges
25 Nachweisverfahren für Bakterien bereitzustellen, das einerseits von speziell mikrobiologisch geschulten Personen im Labor, andererseits auch in einer vereinfachten Form an Ort und Stelle und ohne entsprechende Vorkenntnisse durchgeführt werden kann.

Die Aufgabe wird durch den in den Patentansprüchen definierten Gegenstand gelöst.

30

Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung ist daher ein schnelles und exaktes Nachweissystem für Bakterien, welches Informationen über die Bakterienart, über den Bakterienstamm liefert und

gegebenenfalls eine Quantifizierung der Bakterien erlaubt und auf der Erkennung dieser Bakterien durch Bakteriophagen oder Bakteriophagenproteinen beruht.

Die üblichen Bakteriennachweisverfahren auf der Basis von Bakteriophagen beinhalten
5 zeitaufwendige Kultivierungsschritte und die Bakteriophagen-vermittelten Lyse der Zellen. Das
erfindungsgemäße Verfahren nutzt zwar ebenso die spezifische Zellerkennung durch
Bakteriophagen aus. Im Gegensatz zu den bislang beschriebenen Verfahren schließt sich an den
spezifischen Zellerkennungsschritt, nach der Abtrennung unspezifisch gebundener Bakterien,
direkt ein entsprechender Bindungstest an, z.B. die Messung einer spektroskopischen (z.B. per
10 Absorption, Fluoreszenz, Bio- oder Chemieluminiszenz, oder Circular dichroismus) oder
elektrischen (z.B. per Kapazitätsmessung oder Änderung der elektrischen Leitfähigkeit)
Signaländerung an. Dadurch wird ein Nachweis der Bakterien bereits nach wenigen Minuten,
statt wie bisher erst nach Stunden bzw. Tagen ermöglicht. Durch eine gezielte Kopplung,
insbesondere eine kovalente Fixierung von Bakteriophagen an geeignete Trägerstrukturen, z.B.
15 Mikrotiterplatten, Teststreifen, Objektträger, Wafer, Filtermaterialien oder
Durchflußzellkammern wird der Verfahrensschritt des Bindungstests durch Reduktion des
unspezifischen Hintergrundes begünstigt und eine breite Anwendung für alle Bakterien
ermöglicht. Die Trägerstrukturen können z.B. aus Polystyrol, Polypropylen, Polycarbonat,
PMMA, Celluloseacetat, Nitrozellulose, Glas, Siliziumwafer bestehen. Der Einsatz des
20 erfindungsgemäßen Verfahrens ermöglicht darüber hinaus auch den Einsatz lysogener
Bakteriophagen zur Bakteriendetektion.

Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht daher in der Bereitstellung eines Verfahrens zum
Nachweis von Bakterien, umfassend die folgenden Schritte: Kopplung von Bakteriophagen
25 und/oder Bakteriophagenproteinen an einen Träger, Inkubieren des mit den Bakteriophagen
und/oder Bakteriophagenproteinen gekoppelten Trägers mit einer Probe, gegebenenfalls
Entfernen der Probe und der nicht an die Bakteriophagen und/oder Bakteriophagenproteine
gebundenen Bakterien der Probe, gegebenenfalls Zugabe von die Bakterienmembran
permeabilisierenden oder zerstörenden Substanzen, und Nachweisen der an die Bakteriophagen
30 und/oder Bakteriophagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, wobei die gebundenen
Bakterien keinem Kultivierungsschritt unterzogen werden.

Bevorzugt ist ein Verfahren, wobei der Nachweis mittels eines colorimetrischen Nachweises von Zellbestandteilen und/oder Produkten der Phagenreproduktion, mittels eines Nachweises von DNA und/oder RNA oder mittels eines Immunnachweises durchgeführt wird. Ferner bevorzugt ist ein Verfahren, wobei die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine mittels Adsorption an den Trägern oder mittels chemischer Bindung an den Träger gekoppelt sind. Ferner bevorzugt ist ein Verfahren, wobei die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine Modifikationen aufweisen. Ferner bevorzugt ist ein Verfahren, wobei mindestens zwei verschiedene Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine verwendet werden, die mindestens zwei verschiedene Bakterienarten und/oder -gattungen erkennen. Ferner bevorzugt ist ein Verfahren, wobei der Träger z.B. eine Mikrotiterplatte, Teststreifen, Objektträger, Wafer, Filtermaterial oder eine Durchflußzellkammer ist und z.B. aus Polystyrol, Polypropylen, Polycarbonat, PMMA, Celluloseacetat, Nitrozellulose, Glas oder Siliziumwafer besteht.

Für den Nachweis werden Bakteriophagen verwendet, die für die gewünschten nachzuweisenden Bakterien spezifisch sind. Die Phagen müssen dabei nicht nur für eine Bakterienart spezifisch sein, sondern sie können auch für mehrere Bakterienarten oder für eine Bakteriengattung spezifisch sein. Welche Phagen für den Nachweis verwendet werden hängt davon ab, welche Bakterien nachgewiesen werden sollen. Ferner können auch zwei oder mehrere Phagen in einem Nachweisverfahren eingesetzt werden, um gleichzeitig mehrere Bakterienarten nachzuweisen, oder eine Bakteriengattung genau zu typisieren. Die verwendeten Bakteriophagen können kommerziell erhältliche, aus Stammsammlungen wie z.B. DSM oder ATCC, oder eigens für diesen Zweck isolierte Bakteriophagen sein. Es können sowohl lytische als auch lysogene Bakteriophagen verwendet werden, wobei lytische Phagen bevorzugt sind. Die morphologischen Eigenschaften schränken die Phagenauswahl nicht ein, jedoch sind Myoviridae (T4-ähnliche Phagen), Siphoviridae (λ -ähnliche Phagen) oder Podoviridae (T7-, P22-ähnliche Phagen) bevorzugt.

Die Phagen binden die entsprechenden Rezeptoren der Bakterien. Dabei kommt es zu einer Protein-Protein- oder Protein-Kohlenhydrat-, oder Protein-Lipid-Interaktion. Nach der hoch spezifischen Erkennung seines Wirtes injiziert der Phage seine genetische Information (Einstrang- oder Doppelstrang-DNA oder -RNA) in die Zelle und liegt entweder lysogen vor oder produziert in Falle der Lyse neue Phagenpartikel. Mit der Injektion der Phagen-

Nukleinsäure wird die Bindung der Bakterien an die Phagen fixiert, in den meisten Fällen irreversibel. Nach Abschluß des Erkennungsschrittes erfolgt in dem erfindungsgemäßen Verfahren der Nachweis der Bakterien. Diese Methode ist prinzipiell für alle Bakterien anwendbar, für die Phagen beschrieben sind oder isoliert werden können. Bevorzugte Bakterien sind solche, die für die Lebensmittelindustrie, in der Medizin oder Umweltanalytik relevant sind, wie z.B. Milchsäurebakterien, z.B. Leuconostoc, Pseudomonas, und Enterobakterien, z.B. E.coli, Salmonella. Der Erkennungsschritt kann bei jeder Temperatur im Bereich von 0° bis 90°C durchgeführt werden, vorzugsweise bei einer Temperatur im Bereich von 4° bis 45°C, besonders bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 15 bis 37°C, insbesondere bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 20 bis 37°C, insbesondere bei RT.

Weiterhin ist es möglich für den Nachweis statt kompletter Phagen, einzelne Phagenproteine, z.B. Phagenrezeptoren, -adhäsine oder Teile dieser Adhäsine, z.B. p12 aus T4 oder p9-tailspike aus P22, oder Varianten dieser Proteine, zu isolieren und einzusetzen. Bevorzugt werden dabei Adhäsine, die irreversibel an Bakterien binden, oder deren Bakterienbindungstasche entsprechend gentechnisch oder chemisch modifiziert wurde, um eine irreversible Bindung zu erreichen. Ein Beispiel für gentechnisch veränderte Phagenproteine sind die "active-site Mutanten" des P22-Tailspike (vgl. Baxa et al., Biophys. J. Vol. 71, 2040-2048; 1996). Die Phagenproteine können wie die Bakteriophagen für das erfindungsgemäße Verfahren verwendet werden.

Die für das erfindungsgemäße Verfahren verwendeten Bakteriophagen und/oder Bakteriophagenproteine können durch eine gezielte oder zufällige (random) Mutagenese in ihrer Wirtsspezifität bzw. ihrer Bindungseigenschaften an die Trägerstrukturen angepaßt werden. Durch die Mutagenese werden Mutationen eingeführt, die Aminosäureadditionen, -deletionen, -substitutionen oder chemische Modifikationen sein können. Diese Mutationen bewirken eine Veränderung der Aminosäuresequenz in der Bindungsregion der Phagen oder Phagenproteine, mit dem Ziel, Spezifität und Bindungsaffinität an Testbedürfnisse anzupassen, z.B. die Bindung der Bakterien an die isolierten Phagenproteine irreversibel zu machen, um die Waschmöglichkeiten zu verbessern. Darüber hinaus kann eine gentechnische oder biochemische Modifikation der Phagenproteine durchgeführt werden, mit dem Ziel, die gegebenenfalls vorhandene enzymatische Aktivität auszuschalten, um dadurch die Bindung zu verbessern oder

irreversibel zu machen.

Für den erfindungsgemäßen Nachweis werden die Phagen oder Phagenproteine auf geeigneten Trägerstrukturen, z.B. Mikrotiterplatten, Teststreifen, Objektträgern, Wafern, Filtermaterialien
5 oder Durchflußzellkammern, immobilisiert. Die Trägerstrukturen können z.B. aus Polystyrol, Polypropylen, Polycarbonat, PMMA, Celluloseacetat, Nitrozellulose, Glas, Siliziumwafer bestehen. Die Immobilisierung kann durch Adsorption oder durch kovalente Bindung erreicht werden, wobei die kovalente Bindung bevorzugt wird. Wichtig hierbei ist eine funktionelle Immobilisierung, d.h. die Phagen bzw. Phagenproteine verfügen trotz Bindung an das
10 Trägermaterial über für Bakterien zugängliche Strukturen.

Zur Unterdrückung einer unspezifischen Reaktion der zu untersuchenden Bakterien mit dem Trägermaterial kann eine Blockierung mit Rinderserumalbumin oder Tween 20 oder ähnlichen im ELISA-Bereich verwendeten Substanzen z.B. Milchpulver durchgeführt werden. Ferner kann
15 zur Erhöhung der Effizienz der Adsorption die Trägersysteme mit geeigneten Proteinen (z.B. spezifische Antikörper gegen Phagenproteine oder unspezifische Proteine, wie z. B. Rinderserumalbumin), Peptiden, Sacchariden (z.B. Mono-, Oligo- oder Polysaccharide) oder Detergentien (z.B. Tween 20 oder Octylglukosid) vorbeschichtet werden. Diese Beschichtungen können entweder über Nacht bei einer Temperatur im Bereich von 4-20°C oder in 2-4 h bei 30-
20 65°C durchgeführt werden. Anschließend wird die überschüssige Flüssigkeit abgenommen und die Trägerstruktur bei etwa 60-70°C getrocknet. Die Basisbeschichtung soll zum einen eine Adsorption von funktionsfähigen Phagen oder Phagenproteinen gewährleisten und zum anderen eine unspezifische Adsorption der Testbakterien an die Trägerstruktur verhindern, um die Testeffizienz zu erhöhen.

25

Im Anschluß an die Basisbeschichtung werden die Phagen oder Phagenproteine aufgebracht. Dazu wird eine wäßrige gepufferte Lösung der Phagen oder Phagenproteine auf die vorbehandelte Trägerstruktur aufgetragen. Nach einer Adsorption bei 4-20°C über Nacht oder bei 30-65°C für 2-4 h wird die Beschichtungslösung abgenommen und die Trägerstruktur wie oben
30 beschrieben getrocknet. Zu einer Erhöhung der Beschichtungseffizienz kann nachträglich eine kovalente Fixierung der Phagen oder Phagenproteine mit chemischen Crosslinkern, wie z.B. Glutaraldehyd, durchgeführt werden.

Zur Verbesserung der funktionellen Immobilisierung kann bei den verwendeten Phagen, z.B. bei Myoviridae, Siphoviridae und Podoviridae, ein Phage-Display-Ansatz verwendet werden (vgl. Gene, 1998, 215, 439-444), wobei Peptide auf den Phagenkopf- oder Kapsidproteinen exprimiert werden, die über definierte Bindungseigenschaften für bestimmte Trägersysteme verfügen.

5

Die Immobilisierung der Phagen und Phagenproteine an das Trägermaterial mittels Adsorption kann durch Inkubation einer Phagenlösung in wässrigem Puffer, z.B. 100mM Tris pH 7.3 oder 100mM Natriumphosphat pH 7.5, über mehrere Stunden oder über Nacht bei 5°C bis 45°C, vorzugsweise bei 15°C bis 37°C, besonders bevorzugt bei 20°C bis 37°C, insbesondere
10 bevorzugt bei RT, durchgeführt werden.

Ferner müssen die Phagen oder Phagenproteine nicht direkt auf dem Träger immobilisiert werden, sondern können an Polypeptide binden, die ihrerseits auf dem Träger immobilisiert wurden. Diese Polypeptide können für die Phagen oder Phagenproteine spezifisch Antikörper,
15 Lektine, Rezeptoren oder Anticaline sein.

Bei der Immobilisierung der Phagen und Phagenproteine mittels kovalenter Kopplung können aufgrund von stringenteren Waschbedingungen unspezifisch gebundene Bakterien besser entfernt werden. Bei der kovalenten Kopplung können die Phagen und Phagenproteine z.B. über primäre
20 Aminogruppen oder Carboxylgruppen an bereits vom Hersteller aktivierte Trägermaterialien, z.B. Mikrotiterplatten von Nunc, Xenobind oder Costar, über Standardbedingungen, z.B. -NH₂ über Cyanurilchlorid (Russian Chemical Rev., 1964, 33: 92-103), oder -COO⁻ über EDC (1-Ethyl-3-[3'-Dimethylaminopropyl]carbodiimid) (Anal. Biochem. 1990, 185: 131-135) gekoppelt werden. Darüberhinaus können die Trägermaterialien mit geeigneten Verfahren direkt aktiviert
25 werden. Eine Möglichkeit, die wegen der Anwendbarkeit für ein breites Spektrum an Trägermaterialien bevorzugt wird, ist die Silanisierung des Trägermaterials. Beispielsweise kann die Silanisierung bei Polystyrol durch Flammpyrolyse durchgeführt werden. Anschliessend werden geeignete Haftvermittler aufgetragen, die eine Kopplung über z.B. primäre Aminogruppen oder Carboxylgruppen ermöglichen.

30

Um eine gerichtete Immobilisierung, z.B. bei T4-Phagen eine Kopplung über den "Kopf" an den Träger, zu erreichen, können quellbare Polymere, mit Poren definierter Größe oder auf

Metalloberflächen auch Mischungen verschieden langer Alkylthiole eingesetzt werden.

Zur Bindung der zu untersuchenden Bakterien an die immobilisierten Bakteriophagen oder Phagenproteine wird die Untersuchungsprobe in wäßriger Form mit den Phagen oder
5 Phagenproteinen in Kontakt gebracht und inkubiert. Die Inkubation erfolgt bei einer Temperatur im Bereich von 4° bis 90°C, vorzugsweise bei einer Temperatur im Bereich von 4° bis 45°C, besonders bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 15° bis 37°C, insbesondere bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 20° bis 37°C, insbesondere bei RT, für bis zu 6 Stunden, vorzugsweise bis zu 4 Stunden, besonders bevorzugt 2 Stunden, insbesondere 1 Stunde,
10 insbesondere bevorzugt 1 bis 20 Minuten. Beispielsweise kann die Inkubation 2 bis 120 min bei 4° bis 37°C, bevorzugt für 20 bis 30 min bei 25°C oder 37°C, besonders bevorzugt für 35 min bei 37°C erfolgen. Durch Zusatz von Translationshemmstoffen, wie Rifampicin, kann die Inkubationsdauer verlängert werden, um die Bindungseffizienz zu erhöhen. Nach der spezifischen Erkennung und festen Bindung der Bakterien kann unspezifisch gebundenes
15 Material durch Waschen mit wässrigen Puffer, z.B. mit PBS oder PBS-Tween, vorzugsweise bei neutralem pH-Wert, z.B. bei 50 mM Natriumphosphat, pH 7.0 abgetrennt werden. Den verwendeten Puffern können gegebenenfalls zur Erhöhung der Wasch-Effizienz Detergenzien, z.B. Tween 20, Triton X 100 oder chaotrope Agentien, z.B. Guanidiniumhydrochlorid oder Harnstoff, zugesetzt werden. Dieser Waschschrift kann abhängig vom Probenmaterial mehrmals
20 wiederholt werden.

Nach Abtrennung unspezifisch gebundenen Materials kann die Membran der gebundenen Bakterien durch Zugabe von Detergentien (z.B. Sodiumdodecylsulfat, Octylglukosid), Chemikalien (z.B. Polymyxin B), porenbildenden Polypeptiden (z.B. Nisin, Holin, Mellitin) oder
25 Proteinen (z.B. Lysozym) permeabilisiert, bzw. bei Bedarf (abhängig vom verwendeten Nachweisassay) zerstört werden. Diese Membranpermeabilisierung kann für 5 bis 10 min bei einer Temperatur im Bereich von etwa 10° bis 50°C durchgeführt. Anschließend werden die gebundenen Bakterien nachgewiesen.

30 Wird die Probe z.B. in einer Durchflußkammer oder an einem Filter mit den immobilisierten Phagen oder Phagenproteinen in Kontakt gebracht, muß sie nach der Bindung der Bakterien an die Phagen oder Phagenproteine nicht zwingend entfernt werden, bevor der Nachweis

durchgeführt wird.

- Der Nachweis der an Phagen oder Phagenproteine gebundenen Bakterien kann durch die Verwendung eines colorimetrischen Tests durchgeführt werden. Dabei wird z.B. NADH (Bergmeyer & Bernt; Methoden der enzymatischen Analyse, Bergmeyer, U. VCH, Weinheim 1974), β -Galactosidaseaktivität (Apte et al., 1995, Wat. Res. 29, 1803-1806), oder anorganisches Phosphat (Lanzetta et al., 1979, Anal. Biochem., 100, 95-97) nachgewiesen. Diese Tests ermöglichen den Nachweis von mindestens 10^4 Zellen pro ml, durch Verwendung von Fluoreszenzfarbstoffen kann die Sensitivität auf 10^2 bis 10^3 Zellen pro ml verbessert werden.
- Die colorimetrischen Tests können generell zum Nachweis der Aktivität intrazellulärer, membranständiger oder periplasmatischer Enzyme, oder von Zellbestandteilen, oder Produkten der Phagenreproduktion, z.B. Phagenproteine oder Phagennukleinsäuren, eingesetzt werden. Die Phagennukleinsäuren können ferner so modifiziert sein, daß in das Phagen genom eine exogene Nukleinsäure, z.B. ein Gen für die Meerrettich-Peroxidase, kloniert ist. Nach Injektion der Phagennukleinsäure in das gebundene Bakterium wird das exogene Gen exprimiert und die Aktivität des Genprodukts kann mit üblichen Verfahren nachgewiesen werden. Ferner kann die exogene Nukleinsäure irgendein bakterienfremdes Polypeptid codieren, das dann nachgewiesen werden kann.
- Die colorimetrischen Tests können für alle zu untersuchenden Bakterien gleich, aber auch für bestimmte Bakterien/Phagen-Kombinationen spezifisch sein. Die Messung der enzymatischen Aktivität cytoplasmatischer oder periplasmatischer Enzyme wird, nach einer Membranpermeabilisierung der gebundenen Bakterien durchgeführt. Nachgewiesen wird vorzugsweise die Aktivität ubiquitärer Enzyme, wie z.B. Laktatdehydrogenase oder Proteindisulfidisomerase. Die Enzymauswahl kann an die jeweils getestete Bakteriengattung bzw. gattungsspezifische Fragestellung angepasst werden. Für die colorimetrischen Testsysteme werden je nach benötigter Empfindlichkeit Chemie- oder Biolumineszenz-, Absorptions-, Fluoreszenz- oder Cirkulardichroismusedetektionsverfahren eingesetzt.
- Der Nachweis der an Phagen oder an Phagenproteine gebundenen Bakterien kann ferner über den Nachweis von DNA und/oder RNA durchgeführt werden. Dazu können Substanzen verwendet werden, die an DNA und/oder RNA binden. Die Bindung an die DNA und/oder RNA kann

direkt auf der Basis einer Membrandiffusion oder alternativ durch eine Membranpermeabilisierung erfolgen. Hier kann auf käufliche Fluoreszenzmarker wie z.B. Ethidiumbromid, Acridinorange, 4',6'-diamidino-2-phenylindole (DAPI) oder SYBR green I zurückgegriffen, und die entsprechenden in der Fachliteratur beschriebenen Detektionsprotokolle
5 verwendet werden.

Der Nachweis der an Phagen oder an Phagenproteine gebundenen Bakterien kann ferner über den Nachweis neuproduzierter DNA und/oder RNA durchgeführt werden. Dazu können membranpermeable, fluoreszenzmarkierte Nukleotide in die neuproduzierte Phagen-DNA
10 und/oder -RNA eingebaut werden.

Ein weiteres Nachweisverfahren ist die Hybridisierung mit fluoreszenzmarkierten, stark konservierten Oligonukleotiden der 16SrRNA (Shine-Dalgarno Sequenz) und die Detektion des Hybridisierungssignales per Fluoreszenz. Bevorzugt ist das Nachweisverfahren unter
15 Verwendung von Phagenproteinen oder Phagen-„Ghosts“ (Nukleotidfreie, „leere Phagenhüllen“), da damit das Hintergrundsignal durch Phagen-DNA oder -RNA reduziert ist.

Der Nachweis der an Phagen oder an Phagenproteine gebundenen Bakterien kann ferner unter Verwendung von Polypeptiden, z.B. Antikörpern, an die eine Markierung gekoppelt ist, z.B.
20 FITC oder alkalische Phosphatase, gegen Zelloberflächenstrukturen der Bakterien oder von Lektinen gegen Zelloberflächenstrukturen der Bakterien durchgeführt werden, wobei die Signalentwicklung eines z.B. Peroxidase-gekoppelten Antikörpers photometrisch verfolgt wird. Die von den Antikörpern oder den Lektinen erkannten Zelloberflächen der Bakterien können z.B. Lipopolysaccharide oder Membranproteine sein. Die Polypeptide können ferner Phagenproteine
25 sein, die zu den immobilisierten Phagenproteinen identisch oder verschieden sein können. Ferner kann der Nachweis unter Verwendung kompletter Phagen durchgeführt werden, die zu den immobilisierten Phagen identisch oder verschieden sein können.

Das erfindungsgemäße Nachweisverfahren kommt dabei ohne die Verwendung von
30 Zweitantikörpern aus. Im Gegensatz zu dem herkömmlichen ELISA-Verfahren, bei dem die zu untersuchenden Bakterien an ein Trägersystem gekoppelt werden und anschließend die Detektion über Primär- und Sekundärantikörper erfolgt, wird durch Verwendung von an Trägersysteme gekoppelte Phagenpartikel eine Voranreicherung und Selektion durchgeführt. Damit kann die

Sensitivität des ELISA-Verfahrens von derzeit 10^4 - 10^6 Keime pro ml (Blasco et al., 1998; J. Appl. Microbiol., 84, 661-666) deutlich gesenkt werden.

Nachgewiesen werden je nach Bedarf z.B. Fluoreszenz, Lumineszenz, Absorption oder
5 Circular dichroismus, Leitfähigkeit oder Kapazitätsänderungen der jeweiligen Proben in den
entsprechenden Standardmeßgeräten. Für eine exakte Konzentrationsbestimmung der Bakterien
kann eine Eichgerade mit entsprechenden Standardmolekülen durchgeführt werden. Um eine
exakte Bestimmung der Bakteriengattung zu erreichen, kann auf eine Reihe von in der
Fachliteratur bereits beschriebenen Typisierungsschemata zurückgegriffen werden. Bei Bedarf
10 werden neue Typisierungsschemata, also geeignete Kombinationen verschiedener Phagen, zur
exakten Stammbestimmung konstruiert und verwendet.

Die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens ermöglicht einen schnellen und sensitiven
Nachweis von Bakterien. Durch Kopplung an geeignete, vorstehend beschriebene,
15 Trägerstrukturen wird eine schnelle und kostengünstige Bestimmung einer Vielzahl von
Bakterienstämmen, eine sehr genaue Bestimmung der Bakteriengattung und/oder eine
Quantifizierung der Bakterien in einem einzigen Test ermöglicht. Unter anderem die genaue
Bestimmung der Bakteriengattung ist in der medizinischen Diagnostik auch für die
epidemiologische Charakterisierung der Erreger von Bedeutung.

20 Das erfindungsgemäße Verfahren kann zum schnellen, hochsensitiven und preiswerten Nachweis
von Bakterien in allen gewünschten Proben, insbesondere in der Medizin, Lebensmittelindustrie
und -analytik, Tierzucht, Trinkwasser- oder Umweltanalytik verwendet werden. Die einfache
Durchführbarkeit des Verfahrens ermöglicht sowohl Paketlösungen für die wichtigsten
25 Bakterienkombinationen, als auch an Kundenbedürfnissen angepaßte Systemlösungen und somit
einen universellen Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die vorliegende Erfindung
erlaubt ferner eine vollständige Automatisierung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Das
Verfahren ist ferner für alle Bakterien anwendbar, für die geeignete Phagen vorhanden sind oder
in Zukunft isoliert werden, oder für Bakterien, für die durch Selektion entsprechende
30 Typisierungsphagen oder Phagenproteine erzeugt werden können. Das erfindungsgemäße
Verfahren bietet außerdem die Möglichkeit zum Einsatz in Bakteriendetektionskits für
„jedermann“ zum Hausgebrauch.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft somit einen Kit zum Nachweis von Bakterien, umfassend einen Träger mit immobilisierten Phagen oder Phagenproteinen und die für den Nachweis der gebundenen Bakterien notwendigen Lösungen mit den Testreagentien. Die Träger
5 können alle vorstehend beschriebenen Träger sein, an die die Phagen oder Phagenproteine wie vorstehend beschrieben immobilisiert sind. Die Lösungen mit den Testreagentien entsprechen ebenfalls den Substanzen, die für den Nachweis der Bakterien im erfindungsgemäßen Verfahren beschrieben sind. Der Kit kann ferner gegebenenfalls Waschlösungen, sowie für den Aufschluß der Bakterienmembran benötigte Enzyme oder Detergenzien enthalten.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung und sind nicht als einschränkend aufzufassen. Sofern nicht anders angegeben, wurden molekularbiologische Standardmethoden verwendet, wie z.B. von Sambrook et al., 1989, Molecular cloning: A Laboratory Manual 2. Auflage, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, beschrieben.

1. Isolierung und Reinigung der Phagen

Die Reinigung der E.coli Phagen T4, T7, Q β und PhiX174 erfolgte nach Anzucht der Phagen auf den entsprechenden, von der DSM angegebenen E.coli-Wirtsbakterien auf der Basis üblicher Verfahren. Um eine vollständige Abtrennung von Bakterien und Bakterienresten zu erreichen,
20 wurde die Phagensuspension niedertourig zentrifugiert (5000 x g, 30 min). Zur Konzentration und Isolierung der Phagen erfolgte eine übliche präparative Ultrazentrifugation und eine Polyethylenglykolfällung. Der Erfolg der Bakterienabtrennung wurde über ein Platierungsexperiment kontrolliert und die Phagen wurden anschliessend gekühlt (4°-8°C) oder gefroren (-20° oder -80°C) gelagert.

2. Isolierung und Reinigung der Phagenrezeptorstrukturen

Die Phagenrezeptorstrukturen wurden aus intakten Phagen durch übliche proteinchemische Standardtrennverfahren abgetrennt oder rekombinant produziert und ebenso über proteinchemische Standardtrennverfahren aufgereinigt und wie die kompletten Phagenpartikel
30 gelagert.

3. Fixierung der Phagen mittels Adsorption

10⁸-10¹² Phagen/ml wurden in wässrigem Puffer (100mM Tris pH 7,4, 150mM NaCl, 0,03% (w/v) Gelatine oder 50mM Natriumphosphat, pH 7,0) entweder über mehrere Stunden bei 37°C
5 oder über Nacht bei 20° auf Nunc Maxisorb-Platten durch Adsorption direkt immobilisiert. Anschliessend wurden die ungebundenen Phagen durch vierfaches Waschen mit entweder 100mM Tris, pH 7,3 oder 50mM Natriumphosphat pH, 7,5 entfernt.

Anschließend wurde zur Unterdrückung unspezifischer Nebenreaktionen der Bakterien an dem
10 Material des Trägersystems ein Blockierungsschritt durchgeführt. Dazu wurde das phagenbehandelte Trägersystem mit Blockierungslösung PBS (4 mM KH₂PO₄, 16 mM Na₂PO₄, 115 mM NaCl) und dem Zusatz von 0,05-1,0% Tween 20, 1% Rinderserumalbumin über Nacht in einem Temperaturbereich von 4°C oder 2 h bei 37°C inkubiert, die überstehende Flüssigkeit abgenommen und das Trägersystem anschließend wie oben beschrieben getrocknet.

15

4. Fixierung der Phagen mittels kovalenter Bindung

Polystyrolplatten von Nunc (CovaLink™) und Costar (mit NH₂-Gruppen) wurden entsprechend des Herstellerprotokolls mit Cyanurchlorid (48mg in 3 ml Aceton, 45 ml 100mM
20 Natriumphosphat pH 7,0) aktiviert. Dazu wurden 100-200µl Cyanurchlorid innerhalb von zwei Minuten in die Vertiefungen der Platten pipettiert und fünf Minuten bei RT inkubiert. Anschliessend wurde dreimal mit 100mM Natriumphosphat, pH 7,0 gewaschen und für mehr als 30 Minuten bei 50°C getrocknet. Zur Kopplung wurden die Phagen in 100mM Natriumcarbonat, pH 10,0 über Nacht bei RT in den Vertiefungen inkubiert. Durch dreimaliges Waschen mit
25 50mM Natriumphosphat, pH 7,0 wurden nicht gebundene Phagen entfernt. Die fertigen Platten wurden getrocknet oder bis zur Verwendung mit wässrigem Puffer überschichtet und bei 4°-20°C gelagert.

5. Nachweis der gebundenen Bakterien mittels β-Galactosidaseaktivität:

30

Die Bakterienproben (200µl Probe/Well) wurden für 35 min bei 37°C inkubiert. Anschließend wurden unspezifisch gebundene Bakterien durch dreimaliges Waschen mit entweder je 200 µl

100mM Tris, pH 7,0 oder Phosphatpuffer, pH 7,0 abgetrennt. Für den Farbstest wurden 200µl Waschpuffer mit MgCl_2 und Mercaptoethanol, sowie 66µl ONPG (o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranosid, 4mg/ml) zugesetzt. Der Testansatz wurde bei 37°C inkubiert und der Verlauf der Reaktion bei 405nm über mehrere (2-5) Stunden spektrometrisch verfolgt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Nachweis von Bakterien, umfassend die folgenden Schritte
 - a) Kopplung von Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteinen an einen Träger,
 - 5 b) Inkubieren des mit den Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteinen gekoppelten Trägers mit einer Probe,
 - c) gegebenenfalls Entfernen der Probe und der nicht an die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine gebundenen Bakterien der Probe,
 - d) gegebenenfalls Zugabe von die Bakterienmembran permeabilisierenden oder zerstörenden Substanzen, und
 - 10 e) Nachweisen der an die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, wobei die gebundenen Bakterien keinem Kultivierungsschritt unterzogen werden.
- 15 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Nachweis mittels eines colorimetrischen Nachweises von Zellbestandteilen und/oder Produkten der Phagenreproduktion, mittels eines Nachweises von DNA und/oder RNA oder mittels eines Immunnachweises durchgeführt wird.
- 20 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine mittels Adsorption an den Trägern oder mittels chemischer Bindung an den Träger gekoppelt sind.
- 25 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine Modifikationen aufweisen.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei mindestens zwei verschiedene Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine verwendet werden, die mindestens zwei verschiedene Bakterienarten und/oder -gattungen erkennen.
- 30 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Träger eine Mikrotiterplatte, Teststreife, Objektträger, Wafer, Filtermaterial oder eine Durchflußzellkammer ist und aus Polystyrol, Polypropylen, Polycarbonat, PMMA, Celluloseacetat, Nitrozellulose, Glas oder

Siliziumwafer besteht.

7. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur Nachweis von Bakterien
in der Medizin, Lebensmittelindustrie und -analytik, Tierzucht, Trinkwasser- oder
5 Umweltanalytik.
8. Kit zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6, umfassend einen
Träger mit immobilisierten Phagen oder Phagenproteinen und Testreagentien zum Nachweis
der gebundenen Bakterien.
10
9. Kit nach Anspruch 8, ferner umfassend Waschlösungen und/oder die Bakterienmembran
permeabilisierende oder zerstörende Substanzen.

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Februar 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/09370 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 33/569,
C12Q 1/04

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02495

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. Juli 2000 (28.07.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
199 36 047.2 30. Juli 1999 (30.07.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): PROFOS GMBH [DE/DE]; Josef-Engert-Strasse 9,
D-93053 Regensburg (DE).

(71) Anmelder und

(72) Erfinder: MILLER, Stefan [DE/DE]; Holzgartenstr. 51,
D-93059 Regensburg (DE).

(74) Anwälte: BETTENHAUSEN, Berthold usw.; Dehmel &
Bettenhausen, Müllerstr. 1, D-80469 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU,
CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,
TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eura-
sisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

Veröffentlicht:
— Mit internationalem Recherchenbericht.

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 5. Juli 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.



WO 01/09370 A3

(54) Title: DETECTION AND IDENTIFICATION OF BACTERIAL STRAINS

(54) Bezeichnung: NACHWEIS UND IDENTIFIKATION VON BAKTERIENSTÄMMEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for detecting bacteria strains comprising the following steps: bacteriophage and/or bacteriophage proteins is/are coupled to a carrier which is thereafter incubated with a sample. Optionally, the sample is isolated from the non-coupled sample. Optionally, substances which permeate or destroy bacterial membrane can be added along with the bacteria of the sample which are not coupled to the bacteriophages and/or bacteriophage proteins.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Nachweis von Bakterien, umfassend die folgenden Schritte: Kopplung von Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteinen an einen Träger, Inkubieren des mit den Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteinen gekoppelten Trägers mit einer Probe, gegebenenfalls Entfernen der Probe und der nicht an die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, gegebenenfalls Zugabe von die Bakterienmembran permeabilisierenden oder zerstörenden Substanzen, und Nachweisen der an die Bakteriophagen und/oder Bakterienphagenproteine gebundenen Bakterien der Probe, wobei die gebundenen Bakterien keinem Kultivierungsschritt unterzogen werden.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 00/02495

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N33/569 C12Q1/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G01N C12Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 93 17129 A (JUDKINS PAUL W ;BIRCH RUTH E (US)) 2 September 1993 (1993-09-02) abstract; claim 10	1-9
Y	WO 98 48042 A (MINNESOTA MINING & MFG) 29 October 1998 (1998-10-29) page 17, line 22 - line 31; claim 7	1-9
A	WO 94 06931 A (SANDERS MICHAEL FREDERICK ;MINI AGRICULTURE & FISHERIES (GB)) 31 March 1994 (1994-03-31) claims 1-22	1-9
A	US 5 824 468 A (SCHERER SIEGFRIED ET AL) 20 October 1998 (1998-10-20) the whole document	1-9
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 January 2001

Date of mailing of the international search report

01/02/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hart-Davis, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No

PCT/DE 00/02495

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 97 22713 A (BIOTEC DIAGNOSTICS LIMITED ;WILSON STUART MARK (GB)) 26 June 1997 (1997-06-26) claims 1-10</p>	1-9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/02495

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9317129	A	02-09-1993	AU 3776493 A	13-09-1993
WO 9848042	A	29-10-1998	US 5958675 A	28-09-1999
			AU 4162097 A	13-11-1998
			EP 0983375 A	08-03-2000
			US 6090541 A	18-07-2000
WO 9406931	A	31-03-1994	AT 149572 T	15-03-1997
			AU 677223 B	17-04-1997
			AU 4827593 A	12-04-1994
			CA 2144867 A	31-03-1994
			DE 69308581 D	10-04-1997
			DE 69308581 T	26-06-1997
			DK 663016 T	01-09-1997
			EP 0663016 A	19-07-1995
			ES 2098781 T	01-05-1997
			GB 2285684 A, B	19-07-1995
			GR 3023654 T	30-09-1997
			IL 107027 A	14-08-1997
			JP 8503847 T	30-04-1996
			NZ 256076 A	26-01-1996
			US 5888725 A	30-03-1999
			ZA 9306813 A	01-07-1994
US 5824468	A	20-10-1998	DE 19517940 A	21-11-1996
			EP 0743366 A	20-11-1996
WO 9722713	A	26-06-1997	AU 718273 B	13-04-2000
			AU 1182697 A	14-07-1997
			CN 1209172 A	24-02-1999
			EP 0876504 A	11-11-1998
			US 5985596 A	16-11-1999

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/02495

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G01N33/569 C12Q1/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 IPK 7 G01N C12Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 93 17129 A (JUDKINS PAUL W ;BIRCH RUTH E (US)) 2. September 1993 (1993-09-02) Zusammenfassung; Anspruch 10	1-9
Y	WO 98 48042 A (MINNESOTA MINING & MFG) 29. Oktober 1998 (1998-10-29) Seite 17, Zeile 22 - Zeile 31; Anspruch 7	1-9
A	WO 94 06931 A (SANDERS MICHAEL FREDERICK ;MINI AGRICULTURE & FISHERIES (GB)) 31. März 1994 (1994-03-31) Ansprüche 1-22	1-9
A	US 5 824 468 A (SCHERER SIEGFRIED ET AL) 20. Oktober 1998 (1998-10-20) das ganze Dokument	1-9

-/-

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche:

26. Januar 2001

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

01/02/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hart-Davis, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/02495

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 97 22713 A (BIOTEC DIAGNOSTICS LIMITED ;WILSON STUART MARK (GB)) 26. Juni 1997 (1997-06-26) Ansprüche 1-10</p> <p>-----</p>	1-9

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung..., die zur selben Patentfamilie gehören

Internat. Aktenzeichen

PCT/DE 00/02495

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9317129	A	02-09-1993	AU	3776493 A	13-09-1993
WO 9848042	A	29-10-1998	US	5958675 A	28-09-1999
			AU	4162097 A	13-11-1998
			EP	0983375 A	08-03-2000
			US	6090541 A	18-07-2000
WO 9406931	A	31-03-1994	AT	149572 T	15-03-1997
			AU	677223 B	17-04-1997
			AU	4827593 A	12-04-1994
			CA	2144867 A	31-03-1994
			DE	69308581 D	10-04-1997
			DE	69308581 T	26-06-1997
			DK	663016 T	01-09-1997
			EP	0663016 A	19-07-1995
			ES	2098781 T	01-05-1997
			GB	2285684 A, B	19-07-1995
			GR	3023654 T	30-09-1997
			IL	107027 A	14-08-1997
			JP	8503847 T	30-04-1996
			NZ	256076 A	26-01-1996
			US	5888725 A	30-03-1999
			ZA	9306813 A	01-07-1994
US 5824468	A	20-10-1998	DE	19517940 A	21-11-1996
			EP	0743366 A	20-11-1996
WO 9722713	A	26-06-1997	AU	718273 B	13-04-2000
			AU	1182697 A	14-07-1997
			CN	1209172 A	24-02-1999
			EP	0876504 A	11-11-1998
			US	5985596 A	16-11-1999

THIS PAGE BLANK (USPTO)